



Stand: 08.2021

Einstellungen Kopplung zu Sidexis 4 (ab ivoris 8.1.86.x)

- 1. Voraussetzungen
- 2. Erforderliche Einträge in ivoris® dent, ivoris® ortho
- 3. Erforderliche Einträge in ivoris®analyze
- 4. Erforderliche Einträge in Sidexis
- 5. Test Patientenübergabe von ivoris® dent, ivoris® ortho an Sidexis
- 6. Test Patientenübergabe von ivoris® analyze an Sidexis
- 7. Test Bildübergabe an ivoris® analyze
- 8. Fehlermöglichkeiten

1. Voraussetzungen

- ivoris[®] dent, ivoris[®] ortho, ivoris[®] analyze müssen installiert sein
- "Sidexis" muss installiert sein

2. Erforderliche Einträge in ivoris[®] dent, ivoris[®] ortho

- wählen Sie den Menüpunkt "Einstellungen" → "Kopplungen" → "Programme"
- wählen Sie nun im Reiter "Digitales Röntgen" bei Proprietäre Kopplung "Sidexis" aus
- übernehmen Sie folgende Einstellungen oder lassen Sie diese automatisch eintragen:

Suchen (Strg + F)	Digitales Röntgen Digitale Bildda	itenbank Diagnostikprogramm Andere	
⊳ 🥩 Allgemein	Einstellungen		
5 🦪 Anamnese	keine Kopplung		
⊳ 🧐 Aufgaben	O Kopplung über VDDS-media	T T	
⊳ 🧐 Automatik ⊳ 🗐 Chipkarten / TI	Proprietäre Kopplung	Sidexis •	
⊳ 🧐 Füllungstherapie	Pfad zum Programm:	🗶 C:\Program Files\Sirona\SIDEXIS4\Sidexis4.exe 🧔	
⊳ 🥩 Karteiblatt	Fenstername:	SIDEXIS	
Kieferorthopädie		Fensterklasse anstelle von Fensternamen verwenden	
⊳ 🥵 Konservierend-chi	Pfad zur Importdatei:	X \\SERVERNAME\FREIGABE\siomout.sdx	
Kopplungen Einstellungen	Pfad zur Exportdatei:	X \\SERVERNAME\FREIGABE\siomin.sdx	
Programme	Stationsname:		1
VDDS-media	Behandlername:		
Infoskop		Kopplungsparameter automatisch eintragen	
Geräte			
Caborbelege			
Postbuch			
Prophylaxe			
Prüfmodule			
P Kecall			
b Ø Statistik			
Ferminplaner			
Vartezimmer			
Caritavanueltung			
s or Gerateverwaitung			

- passen Sie "SERVERNAME" und "FREIGABE" entsprechend an
- Trägt man den Programmpfad zu "Sidexis" nicht ein, wird nur der Patient und Röntgenauftrag an "Sidexis" übergeben, ohne dass "Sidexis" geöffnet wird.
- Hinweis: Diese Einstellungen werden automatisch in ivoris[®] analyze übernommen.

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Computer konkret AG. Diese sind verfügbar unter www.ivoris.de/agb.

Computer konkret AG DentalSoftwarePower Theodor-Körner-Straße 6 08223 Falkenstein Tel.: 03745 7824-33 Fax: 03745 7824-633 info@ivoris.de www.ivoris.de

Vorstand Dipl.-Ing. Michael Brand Elisabeth Brand Amtsgericht Chemnitz HRB 16107 Steuer-Nr.: 223 100 00020 USt.Id.-Nr.: DE 197042828





3. Erforderliche Einträge in ivoris[®] analyze

- wählen Sie den Menüpunkt "Einstellungen" → "Allgemein" → "Kopplungen" → "Programme"
- übernehmen Sie folgende Einstellungen oder lassen Sie diese automatisch eintragen:

Suchen (Strg + F)	Sidexis Trophy VixWin D	ürr Andere		
 Programmeinstellungen Suchen (Strg + F) I Allgemein	Skdevis Trophy VixWin D Finstellungen ✓ Kopplung zu SIDEXIS ver Pfad zum Programm: Fenstemame: Pfad zur Importdatei: Pfad zur Exportdatei: Stationsname: Behandlername:	urr Andere wenden Image: C:Program Files/Sirona\SIDEXIS4/Sidexis4.exe SIDEXIS Fensterklasse anstelle von Fenstermamen verwenden Image: NSERVERNAME/FRE/GABE/siomout.sdx Image: NSERVERNAME/FRE/GABE/siomout.sdx Image: NSERVERNAME/FRE/GABE/siomout.sdx Image: N		×
			Hilfe	
			Abbrec	hen
			Überneh	men
			OK	

- passen Sie "SERVERNAME" und "FREIGABE" entsprechend an
- Trägt man den Programmpfad zu "Sidexis" nicht ein, wird nur der Patient und der Röntgenauftrag an "Sidexis" übergeben, ohne dass "Sidexis" geöffnet wird.
- Hinweis: Diese Einstellungen werden automatisch in ivoris[®] übernommen.

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Computer konkret AG. Diese sind verfügbar unter www.ivoris.de/agb.

Computer konkret AG DentalSoftwarePower Theodor-Körner-Straße 6 08223 Falkenstein Tel.: 03745 7824-33 Fax: 03745 7824-633 info@ivoris.de www.ivoris.de

Vorstand Dipl.-Ing. Michael Brand Elisabeth Brand Amtsgericht Chemnitz HRB 16107 Steuer-Nr.: 223 100 00020 USt.Id.-Nr.: DE 197042828





4. Erforderliche Einträge in Sidexis 4

- öffnen Sie die Einstellungen (Zahnrad rechts oben)
- wählen Sie unter "Allgemeine Einstellungen" den Punkt "Mehrplatz" und tragend Sie den entsprechenden Pfad ein ("SERVERNAME" entsprechend ersetzen)

iidexis 4						- 🗆
	the Start					
Allgemeine Einstellungen	Allgemeine	Einstellun	igen - N	Mehrplatz		Arbeitsstation
	🖉 Aufträge können hier	angenommen werden				
	Einzelnen Auf	ftrag direkt annehmen e Annahme von Aufträg	jen nach Anmelden	eines Patienten		
	Mailbox-Datei (SLIDA)	\\SERVERNAME\pdata\	siomin.sdx	0		
atienteneinstellungen 👻						
ufnahme 👻						
angabe 🔻						
No. Dentsoly				Das Verzeichnis existi	ert nicht oder Sie besitzten keine Zugriffsrechte 🧲	Schüeßen

- wählen Sie unter "Allgemeine Einstellungen" den Punkt "Kommunikationspartner",
- wählen Sie "Hinzufügen" und tragen Sie unter "Mailbox-Datei" den entsprechenden Pfad ein (für Ivoris: \\Servername\pu_cktwhealth\Transfer\siomout.sdx)
- markieren Sie Patientendatenbank und Bildtausch

Sidexis 4				- 🗆 🛛
	Start Patient			
Allgemeine Einstellungen	Allgemeine Einstellun	gen - Kommunikat	tionspartner	Arbeitsstation
	Undefiniert1	Name	Ivoris	
	Ivaris	Mailbox-Datei (SLIDA)	\\SERVERNAME\pu_cktwhealth\Transfer\sic	
		Attribute		
		🔲 Abrechnung 🥑 Patientendatenbani	k 🕜 Bildaustausch	
		Details		
Patienteneinstellungen 💙		Empfängt Kopien neuer Aufnahmen a	utomatisch	
Aufnahme 👻		Automatisch 16 bit (Es wird die Bit-Tie	efe des Originalbildes übernommen)	
Ausgabe 👻		🔲 Interne Patienten-ID melden, wenn ex	terne fehlt	
		Patientennamen in Bildnamen integrie	eren	
		Per Programmwechsel erreichbar		
		Name und Pfad der SW:		
	Hinzufügen Entfernen			
		Bitte geben Sie den vollstär	ndigen Pfad (Pfad + Datei) der SLIDA-Mailbox ein. 🌗	
Derisply Sirona				Sidexis 4

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Computer konkret AG. Diese sind verfügbar unter www.ivoris.de/agb.

Computer konkret AG DentalSoftwarePower Theodor-Körner-Straße 6 08223 Falkenstein Tel.: 03745 7824-33 Fax: 03745 7824-633 info@ivoris.de www.ivoris.de Vorstand Dipl.-Ing. Michael Brand Elisabeth Brand Amtsgericht Chemnitz HRB 16107 Steuer-Nr.: 223 100 00020 USt.Id.-Nr.: DE 197042828





- Bitte den Parameter "Patientennamen in Bildnamen integrieren" nicht setzen!
- "Sidexis" muss neu gestartet werden
- die einzutragenden Pfade sind von der Programminstallation und der Netzwerkeinrichtung abhängig und können sich von den obigen Angaben unterscheiden
- Es ist möglich in den Optionen für den Partner unter "Per Programmwechsel erreichbar" ivoris als Partnerprogramm einzugeben. (Pfad: C:\Program Files
 (x86)\praxisupgrade\Instances\CKTWHEALTH\DentalSoftware\STOMAWIN\frwin.exe
 viaconfig, Fensterklasse: ivoris analyze) Bei der Bildübergabe von "Sidexis" an ivoris[®]
 analyze wird dann sofort ivoris[®] analyze aufgerufen und das Bild übernommen. In
 ivoris[®] analyze muss dann unter "Einstellungen" → "Allgemein" → "Kopplungen" →
 "Programme" unter "Sidexis" die Option "Bild sofort übernehmen" gesetzt werden.

Suchen (Stra + F)	Sidexis Trophy VixWin D	ürr Andere			
	Einstellungen ✓ Kopplung zu SIDEXIS ver	wenden			
Layout Statuszeile	Pfad zum Programm:	C:\Program Files\Sirona\SIDEXIS4\Sidexis4.exe	1		
Stammdaten	Fenstername:	SIDEXIS			
Kommunikation Ø Auswertungen		Fensterklasse anstelle von Fensternamen verwenden			
⊳ 🥵 Bilder	Pfad zur Importdatei:	X \\DESKTOP-NPQ3JKF\PDATA\siomout.sdx	<i>1</i>		
 Chipkarten Gopplungen 	Pfad zur Exportdatei:	X \\DESKTOP-NPQ3JKF\PDATA\siomin.sdx	<i>i</i>		
Einstellungen	Stationsname:				
Bildquellen	Behandlername:				
VDDS-media		Bilder aus SIDEXIS sofort übernehmen			
Geräteverwaltung		Kopplungsparameter automatisch eintragen			
				Hilfe	
				Abbrech	hen
				Übernehr	men
				OK	

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Computer konkret AG. Diese sind verfügbar unter www.ivoris.de/agb.

Computer konkret AG DentalSoftwarePower Theodor-Körner-Straße 6 08223 Falkenstein Tel.: 03745 7824-33 Fax: 03745 7824-633 info@ivoris.de www.ivoris.de

Vorstand Dipl.-Ing. Michael Brand Elisabeth Brand Amtsgericht Chemnitz HRB 16107 Steuer-Nr.: 223 100 00020 USt.Id.-Nr.: DE 197042828





5. Test Patientenübergabe von ivoris® ortho, ivoris® dent an "Sidexis"

			Rö	ntgenauftrag		
Röntgenauftr	ag Pa	tient abgleichen	Pauschalabgle	eich		
Patient						
Name:	Glücklich			Nummer:	0000001	
Vorname:	Ulrike			geboren:	31.07.2003	
	⊖ <mark>mä</mark> n	inlich (weiblich	Schwangerscha	ft	
D	0					
Rontgenau	uπrag		~ 1			
	21		pade	(a a a a)		
	5 501011	starten (sonst A		legen)	<u></u>	
Zannror	ntgen	0 OPG	TR lateral	O FR frontai	Handwurzei	
Hinweise:						Hilfe
						Übernehme
						Abbruch

klicken Sie auf den Röntgenschalter in der Iconleiste

 mit "OK" wird der Patient an "Sidexis" übergeben, "Sidexis" geöffnet und der Patient angemeldet

(wurde der Programmpfad von "Sidexis" in den Programmparametern nicht eingetragen, wird nur der aufgerufene Patient und der ausgewählte Röntgenauftrag an "Sidexis" übergeben, "Sidexis" aber nicht geöffnet)

			Rönt	genauftrag		
Röntgenauftr	ag Pa	atient abgleichen	Pauschalabgleich	n		
Patient						
Name:	Glüc	klich		Nummer:	0000001	
Vorname:	Ulrike	е		geboren:	31.07.2003	
	⊖mä	nnlich	weiblich	Schwangerschat	t	
Röntgenar	uftrag – zt	 Kieferortho 	opäde			1
	S sofor	t starten (sonst A	Auftrag in Stapel leg	gen)		
⊖ Zahnrör	ntgen	OPG	OFR lateral	○ FR frontal	⊖ Handwurzel	
Hinweise:						<u>H</u> ilfe
						Übernehmer
						Abbruch
						1

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Computer konkret AG. Diese sind verfügbar unter www.ivoris.de/agb.

Computer konkret AG DentalSoftwarePower Theodor-Körner-Straße 6 08223 Falkenstein Tel.: 03745 7824-33 Fax: 03745 7824-633 info@ivoris.de www.ivoris.de Vorstand Dipl.-Ing. Michael Brand Elisabeth Brand Amtsgericht Chemnitz HRB 16107 Steuer-Nr.: 223 100 00020 USt.Id.-Nr.: DE 197042828 SEB Bank Frankfurt IBAN: DE46 5122 0200 0070 9310 07 BIC: ESSEDEFFXXX praxis upgrade



6. Test Patientenübergabe von ivoris[®] analyze an "Sidexis"

klicken Sie auf den Röntgenschalter in der Iconleiste

Röntgenauftrag	g/Datenabgleich						
VDDS SIDE	EXIS DIMAXIS	DIGORA C	LINIVIEW	DÜRR	TRO	DPHY	
Patient							
Name:	Glücklich			Numme	er:	0000001	
Vorname:	Ulrike			gebore	n:	31.07.1994	
	Omännlich	🖲 wei	blich		wanę	gerschaft	
Röntge	nauftrag						
	S sofort starten	(sonst Auftrag	g in Stapel	legen)			
Zahn		OPG 🔤	FR lateral	FR f	ront	al Handwurzel	
Hinweise:							
0							Hilfe
O nur Dat	int in SIDEVIS	nach nicht ha	kappt				Abbruch
	Unter fold	ender Numme	er in SIDEX	IS suche	n:		Abbluch
							Ok

 mit "OK" wird der Patient an "Sidexis" übergeben, "Sidexis" geöffnet und der Patient angemeldet.

(wurde der Programmpfad von "Sidexis" in den Programmparametern nicht eingetragen und der Schalter "SIDEXIS sofort starten…" nicht gewählt, wird nur der aufgerufene Patient und der ausgewählte Röntgenauftrag an "Sidexis" übergeben, "Sidexis" aber nicht geöffnet)

DDS SIDE	XIS DIMAXIS (DIGORA CLINIVIEV	N DÜRR TR	OPHY										
Patient														
Name:	Glücklich		Nummer:	0000001										
Vorname:	Ulrike		geboren:	31.07.1994										
	Omännlich	weiblich	Schwar	ngerschaft										
Röntge	nauftrag													
)PG ☑ FR latera	al 🗌 FR from	tal 🗌 Handwurzel										
Hinweise:					Hinweise:									
	enabaleich				Hilfe									
Onur Dat	enabgleich	ch nicht bekannt			Hilfe									
Onur Dat	enabgleich ist in SIDEXIS no Unter folger	ich nicht bekannt ider Nummer in SIDI	EXIS suchen:		Hilfe									

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Computer konkret AG. Diese sind verfügbar unter www.ivoris.de/agb.

Computer konkret AG DentalSoftwarePower Theodor-Körner-Straße 6 08223 Falkenstein Tel.: 03745 7824-33 Fax: 03745 7824-633 info@ivoris.de www.ivoris.de Vorstand Dipl.-Ing. Michael Brand Elisabeth Brand Amtsgericht Chemnitz HRB 16107 Steuer-Nr.: 223 100 00020 USt.Id.-Nr.: DE 197042828





7. Test Bildübergabe von Sidexis an ivoris[®] analyze

 aufgerufenes Bild über den Karteireiter Werkzeuge und den Schalter "Bild an Kommunikationspartner senden" übergeben





Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Computer konkret AG. Diese sind verfügbar unter www.ivoris.de/agb.

Computer konkret AG DentalSoftwarePower Theodor-Körner-Straße 6 08223 Falkenstein Tel.: 03745 7824-33 Fax: 03745 7824-633 info@ivoris.de www.ivoris.de

Vorstand Dipl.-Ing. Michael Brand Elisabeth Brand Amtsgericht Chemnitz HRB 16107 Steuer-Nr.: 223 100 00020 USt.ld.-Nr.: DE 197042828





<u>A</u> nalysieren <u>E</u> instellungen <u>Z</u> usätze <u>U</u> pdate <u>?</u>												
🎽 🏑 🕅 🧰 🖛 🥶 📓 🖉 🝧	88 🍑 🖭	ا 🔝 🔬 🗣	2 🔘 🔇									
Glücklich, Ulrike ~	0000001 ~	27:3 Jahre	9									
Stammdaten Bilder Bildaufnat	hme Bildvergleid	ch Galerie1	Ga	erie2	Modellbef	und						
									Bilder:			V 🗶 🔨
									Neues Bild		*	<u>m</u>
									Röntgen:			nzelbi
	[Bildimport von SIDE)	(IS								¥	d
		Name	Vorname	Bildart	Datum	Uhrzeit	Innet	-	I WAIN.	lo = >		
		Glücklich	Ulrike		05.10.2021	14:43:23	import	-	Datum:		Zahn:	Ser
							Loschen	-	Bildart:			enim
									Kommentar			Dort
								-	Gruppo:	cobro Robard	llupgenhacos	
									Diagnoso:	Conne Denand	iiuiigspiiase>	30
								•••	Diagnose.			-Impo
								Ø				
							Hilfe					
							Abbruch					
												Mail
								ш				
									× 1			
Eingabe von Einzelbildern	8.2.30.100						SYSTEM					0

 Bild über den "Briefumschlag" in der unteren Statuszeile von ivoris[®] analyze öffnen und zu markierende Bilder importieren

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Computer konkret AG. Diese sind verfügbar unter www.ivoris.de/agb.

Computer konkret AG DentalSoftwarePower Theodor-Körner-Straße 6 08223 Falkenstein Tel.: 03745 7824-33 Fax: 03745 7824-633 info@ivoris.de www.ivoris.de

Vorstand Dipl.-Ing. Michael Brand Elisabeth Brand Amtsgericht Chemnitz HRB 16107 Steuer-Nr.: 223 100 00020 USt.ld.-Nr.: DE 197042828





8. Fehlermöglichkeiten

Fehler	Ursache	Lösung
Röntgenschalter von ivoris [®] ortho oder ivoris [®] analyze ist nicht aktiv, trotz eingetragener Kopplung.	Modul " digital " wurde nicht freigeschalten.	Bitte mit Hotline von Computer konkret in Verbindung setzen.
Patient wurde an Sidexis übergeben, wird aber dort nicht angelegt	Kopplung falsch eingetragen	Kopplung in ivoris[®] ortho , ivoris[®] analyze Sidexis richtigstellen. Die Transferpfade zwischen den Programmen müssen gleich sein.
Patient wurde an Sidexis übergeben, wird aber dort nicht automatisch aufgerufen	Kopplung falsch eingetragen	Kopplung in ivoris[®] ortho , ivoris[®] analyze , Sidexis richtigstellen
Patient wurde an Sidexis übergeben, wird aber dort nicht automatisch aufgerufen	Computername hat weniger als 6 Zeichen	Computername und Name der Sidexisstation ändern
Patient wurde an Sidexis übergeben, wird aber dort nicht automatisch aufgerufen	Fehlende Daten am Patient (Name, Vorname, GebDatum muss vorhanden sein.)	Daten in ivoris[®] ortho bzw. ivoris[®] analyze prüfen
Patient wurde an Sidexis übergeben, wird aber dort nicht automatisch aufgerufen	Patientennummer in Sidexis schon vergeben	Bitte mit Hotline von Computer konkret in Verbindung setzen.
Zentrale Auftragsverwaltung für Röntgenaufträge	Sidexis erwartet u.U. den Röntgenauftrag immer von der gleichen Station	In Analyze kann der Stationsname für den Röntgenauftrag gepatscht werden - "Zusätze/Programmparameter/Kopplungen" Option " Stationsname" Ggf. Rücksprache mit Computer konkret erforderlich
Schalter Kopplungsparameter automatisch eintragen ist nicht sichtbar	Sidexis nicht installiert	Sidexis installieren
Sidexis legt Patienten nach Umnummerierung doppelt an	Sidexis denkt es sind 2 unterschiedliche Patienten	Den Patienten nach Umnummerierung abgleichen: Röntgen-Schalter → "Patient abgleichen" → alte PatNr. angeben → "OK"

Mit freundlichen Grüßen Ihr Serviceteam der Computer konkret AG

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Computer konkret AG. Diese sind verfügbar unter www.ivoris.de/agb.

Computer konkret AG DentalSoftwarePower Theodor-Körner-Straße 6 08223 Falkenstein Tel.: 03745 7824-33 Fax: 03745 7824-633 info@ivoris.de www.ivoris.de

Vorstand Dipl.-Ing. Michael Brand Elisabeth Brand Amtsgericht Chemnitz HRB 16107 Steuer-Nr.: 223 100 00020 USt.Id.-Nr.: DE 197042828

