

Installation ivoris[®] dent, ivoris[®] ortho auf einem neuen Windows-Client


1. Voraussetzungen
2. Installation von ivoris[®] dent, ivoris[®] ortho über „clientsetup.exe“
3. Einrichtung der Wordkopplung

1. Voraussetzungen



- Unsere aktuellen Systemvoraussetzungen finden Sie unter https://www.ivoris.de/Doku/Installation_Kopplungen/Systemvoraussetzungen.pdf
- Internet Explorer ab Version 11.0
- sie müssen über Installationsrechte an der Arbeitsstation verfügen
- ivoris[®] dent, ivoris[®] ortho muss bereits auf Ihrem Server installiert sein

2. Installation ivoris[®] dent, ivoris[®] ortho über „clientsetup.exe“

- Auswahl des Praxiservers über das Netzwerk bzw. die Netzwerkkumgebung der neuen Arbeitsstation (\\SERVER\PU_CKTWHEALTH\
Hinweis: Bei älteren Installationen kann die Datei "clientsetup.exe" auch unter (\\Server\PRAXIS\STOMAWIN) liegen.
- Starten Sie die Installation, indem Sie die Datei „clientsetup.exe“ ausführen



- bestätigen Sie ggf. noch die Installation von „.NET Framework 3.5“




- es wird das StartCenter von Praxis-Upgrade installiert



- Es werden alle Programmclients, die für Praxis-Upgrade auf dem Server installiert wurden, automatisch ins StartCenter eingefügt. **ivoris[®] dent**, **ivoris[®] ortho** kann dann über die entsprechende Verknüpfung im StartCenter gestartet werden.

3. Einrichtung der Wordkopplung

- wählen Sie den Menüpunkt „Update“ → „Wordkopplung einrichten“



Mit freundlichen Grüßen
Ihr Serviceteam der Computer konkret AG