



## Merkblatt für den Einsatz von ivoris<sup>®</sup> digital plus

Stand: 07.2019

Sehr geehrte Anwenderinnen und Anwender,  
danke, dass Sie sich für **ivoris<sup>®</sup> digital plus** in Verbindung mit **infoskop<sup>®</sup>** entschieden haben.

Bitte beachten Sie folgende Hinweise:

### Voraussetzungen

Für die Aufklärung Ihrer Patienten benötigen Sie das Modul **ivoris<sup>®</sup> digital plus** und das Produkt **infoskop<sup>®</sup>** von **synMedico**. Siehe auch <http://www.synmedico.de>.

Darüber hinaus beachten Sie bitte:

- ✓ **infoskop<sup>®</sup>** als mobile Lösung basiert auf dem iPad<sup>®</sup>
- ✓ ein Internetzugang und ein W-LAN-Router in Ihrer Praxis sind erforderlich

### Ablauf

- 1.) Zunächst ist der Erwerb und die Einrichtung der Software **infoskop<sup>®</sup>** von **synMedico** erforderlich. Wenden Sie sich bei Fragen dazu bitte an die unten angegebenen Kontaktdaten.
- 2.) Für die Einrichtung von **ivoris<sup>®</sup> digital plus** werden an Ihrem Server administrative Rechte benötigt.
- 3.) Voraussetzung ist, dass der Client von **infoskop<sup>®</sup>** an Ihrem Server installiert wurde.
- 4.) Unter dem Punkt *Einstellungen – Kopplungen* wird **infoskop<sup>®</sup>** an **ivoris<sup>®</sup>** angebunden.
- 5.) Bitte testen Sie, dass
  - a. Patienten automatisch an **infoskop<sup>®</sup>** übergeben werden.
  - b. Dokumentationen automatisch in die Patientenakte von **ivoris<sup>®</sup>** importiert werden.
  - c. Bilder aus **ivoris<sup>®</sup> analyze** bei dem Patienten in **infoskop<sup>®</sup>** zu sehen sind.

### Ihre Ansprechpartner

**synMedico** - Support **infoskop<sup>®</sup>** und mobile Geräte, Anbindung der bildgebenden Software und Integration in das Praxisnetzwerk  
Hotline: **0800 INFOSKOP (0800 46367567)**

**Computer konkret AG** - Modulfreischaltung, Programmeinstellungen und Handhabung **ivoris<sup>®</sup>**  
Hotline: **03745 7824-31**